



IsingClair-Hausenpaste

Vizahólyag gél, kíméletes derítéshez

Termékismertető

Az IsingClair-Hausenpaste 2 %-os vizahólyag-gél, amely első osztályú vizahólyaglapokból készül.

Az IsingClair-Hausenpaste használatával nagyon kíméletes deríthetőség érhető el. A sok kolloid zavarosító anyagot tartalmazó boroknál (italoknál) nagy hatékonysággal működik. Így jól használható a melegítéses eljárással készített vörösboroknál, a pasztörizált mustból készült boroknál, illetve a magas extrakttartalmú boroknál (késői szüretelésű, illetve botritiszes). Kiemelendő, hogy alacsony borhőmérsékleten is kiválóan derít. Megakadt kékderítéseknel, illetve alacsony cseersavtartalmú borok esetében is nagyon jó eredményeket ad. Vörösboroknál színkorrekcióra is jól használható.

Az IsingClair-Hausenpaste - a borban történő elosztatás után - gyorsan flokkulál a zavarosító anyagokkal. A flokkulálást követően kompakt üledéket képez a tartály alján, ami szűrővel vagy szeparálással könnyen eltávolítható.

Az IsingClair-Hausenpaste állaga nagyban függ a tárolási, illetve felhasználási hőmérséklettől. Magasabb hőmérsékleten higan folyós, míg alacsony hőmérsékleten besűrűsödhet. Az IsingClair-Hausenpaste állaga nem befolyásolja hatékonyságát. Ha alacsonyabb hőmérsékleten az IsingClair-Hausenpaste besűrűsödött, akkor magasabb tárolási hőmérsékleten újra folyós lesz (ez néhány napot vehet igénybe). Ilyen esetben egyszerűbb, ha az IsingClair-Hausenpaste-t kevés meleg vízzel felhígítjuk, majd összerázzuk, vagy habverővel felkeverjük. Ezután a vizahólyag problémamentesen felhasználható.

A 934/2019/EU bizottsági rendelet szerint engedélyezett. A nemzeti előírásokat a felhasználónak kell ellenőrizni. Tisztaság és minőség szempontjából bevizsgált.

Adagolás

Felhasználás előtt az IsingClair-Hausenpaste-t 10 szerez bormennyiségben oldjuk fel. Ezután a keveréket adagoljuk a teljes mennyiséghez, és jól oszlassuk el. A derítés 48 órán belül lezajlik.

Az újszerű előkészítési eljárásnak köszönhetően nagyon alacsony az IsingClair-Hausenpaste adagolási mennyisége. Az IsingClair-Hausenpaste-val történő derítést mindig kombinált derítésként végezzük kovasavszollal a következők szerint:

Klar-Sol 30 : IsingClair-Hausenpaste	1 : 4
Klar-Sol Super : IsingClair-Hausenpaste	1 : 4

Az adagolási mennyiséget próbaderítéssel kell meghatározni. A próbaderítések elvégzésekor az IsingClair-Hausenpaste adagolására a következő értékek lehetnek irányadók, a fenti táblázatban található kovasavszol arányokkal:

Adagolási cél	Adagolás
normál zavarosság esetén	25 - 75 ml/100 l
kolloidális zavarosság esetén	kb. 100 ml/100 l
problémás boroknál	próbaderítés alapján, magasabb adagolással

Tárolás

Száraz és szagmentes, lehetőleg hűvös kb. 10 C-os helyen tárolja. A felbontott csomagokat gondosan zárja vissza.