



LittoFresh® Chito-Flot

Folyékony kombinált készítmény növényi fehérjéből és kitin-glükánból derítéséhez és flotációhoz

Termékismertető

A LittoFresh® Chito-Flot SO₂-vel stabilizált folyékony növényi fehérje és kitin-glükán keveréke derítéshez és flotációhoz. A LittoFresh® Chito-Flot gyors és hatékony derítést eredményez flotáció és ülepítés során is. A flotációs hab gyorsan felúszik, és könnyen elválasztható a tiszta musttól. A gyors flokkuláció lerövidítheti az ülepedési időt és növelheti a derítés hatásfokát. A 934/2019/EU bizottsági rendelet szerint engedélyezett. A nemzeti előírásokat a felhasználónak kell ellenőrizni. Tisztaság és minőség szempontjából bevizsgált.

Adagolás

A megfelelő tisztító hatás érdekében a flotáció vagy ülepítés előtt a must teljes pektinbontáson át kell eszen. Az enzim szükséges hatásidejét ki kell várni, vagy pektintesztet kell alkalmazni.

Felhasználás előtt a kannát fel kell rázni, mivel állás során fázisokra válhat. A LittoFresh® Chito-Flot adagolása a mustba/borba közvetlenül történhet és körfejtéssel kell elosztatni. Ügyelni kell, hogy a mustban az elosztatás tökéletes legyen.

Alkalmazási cél	Adagolás
Fehér- és rozé mustok flotációja	100 - 200 ml/100 l
Fehér- és rozé borok derítéséhez	50 - 200 ml/100 l
Vörösborok derítéséhez	100 - 200 ml/100 l

Az optimális adagolási mennyiség meghatározásához próbaderítést kell végezni. A kezelendő bor hőmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint 14 °C.

Tárolás

Száraz és szagmentes helyen tárolja. A felbontott csomagokat gondosan zárja vissza és mihamarabb használja fel.