



Trenolin® Rapid

Bevált pektolitikus enzimek készítmény cefre-, must- és újborkészítéséhez, depszidázmentes, nem tartalmaz glicerint

Termékismertető

A Trenolin® Rapid cefre-, must- és újborkészítésre használható pektolitikus enzimek készítmény. A Trenolin® Rapid pektináz daraboló hatása a cefrék, mustok és borok gazdaságos feldolgozását teszi lehetővé. A Trenolin® Rapid depszidázmentes és nem tartalmaz glicerint.

A 934/2019/EU bizottsági rendelet szerint engedélyezett. A nemzeti előírásokat a felhasználónak kell ellenőrizni. Tisztaság és minőség szempontjából bevizsgált termék.

Adagolás és alkalmazás

Általános adagolás 1 -2 ml/100 l must/újborkészítés v. 100 kg cefre, szükség esetén növelhető az adagolás 5 ml/100 l v. 100 kg-ra	
Hőmérséklet	Az ajánlott adagolási mennyiségek 15 - 17 °C-os médiumra vonatkoznak.
Hatásidő	A fajta pektintartalmától függően, általában minimum 1 óra.
Típus	Az enzim hatékonysága az adagolási mennyiségtől, a hőmérséklettől és a hatásidőtől függ. Az enzimek kezelés során a hőmérséklet 12 °C fok felett legyen, de jobb, ha 15 °C felett van. Minél melegebb a kezelendő must/cefre annál hatékonyabb az enzim. Az enzim működésének természetes felső hőmérséklet határa 55 °C.
Alkalmazás	A jobb és egyenletesebb eloszlás érdekében hígítsa fel a megfelelő mennyiségű enzimet némi folyadékkal.
Vigyázat	Bentonitok inaktíválják az enzimeket, ezért a teljes pektinbontás után (pektinteszt) érdemes a bentonitos kezelést megtenni.

Tárolás

Hűvös helyen tárolja. A felbontott csomagokat gondosan zárja vissza és mielőbb használja fel.