



# Trenolin® Xtract

Folyékony, speciális enzim a kékszőlők cefréjének feltárásához, depszidáz mentes

## Termékismertető

A Trenolin® Xtract egy folyékony nagy hatékonyságú enzim. Kékcefrék kezeléséhez használható héjenerjesztés és cefrehevítéses vörösborkészítés során. Nagy pektináz aktivitása miatt héjenerjesztés során a pektinbontás a vörös mustban/erjedő mustban teljesen végbemegy.

A 934/2019/EU bizottsági rendelet szerint engedélyezett. A nemzeti előírásokat a felhasználónak kell ellenőrizni. Tisztaság és minőség szempontjából bevizsgált termék.

További előnyök	<ul style="list-style-type: none"><li>• A rövid idő alatt elért teljes pektinhidrolízis jó drainfunkciót alakít ki a cefrében.</li><li>• Katechinek és színanyagok optimális mennyiségben oldódnak ki és jutnak át a mustba.</li><li>• Színstabilizáló hatása miatt mély színű vörösborkok készítéséhez alkalmazható.</li><li>• Minden vörösboros technológiában használható egészen 55 °C-ig.</li><li>• Kálim-kloridot tartalmaz.</li><li>• GMO-mentes és nem öklónozó</li></ul>
Ajánlás	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minden kékszőlő fajta.</li></ul>

## Adagolás

Kékcefre	1 - 5 ml 100 kg cefrére
Hőmérséklet	A reakcióidő minimum 1 óra 20 °C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten. Alacsonyabb hőmérsékleteken a hatásidőt, illetve az adagolási mennyiséget növelni kell.
Alkalmazás	A szükséges mennyiséget érdemes a cefréhez adagolás előtt felhígítani, hogy jobban el tudjuk keverni!
Vigyázat	Bentonitok inaktíválják az enzimeket, ezért a teljes pektinbontás után (pektinteszt) érdemes a bentonitos kezelést megtenni.

## Tárolás

Hűvös helyen tárolja. A felbontott csomagokat gondosan zárja vissza és mielőbb használja fel.